

ANLEITUNG

zur Teilnahme an der
Freder1k-Studie



FREDER1K-STUDIE IN BAYERN: EIN ERHÖHTES TYP-1-DIABETESRISIKO FRÜH ERKENNEN UND VORBEUGEND HANDELN

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Geburtskliniken, Kinderärztinnen und -ärzte

Für Neugeborene **innerhalb der ersten 6 Lebenswochen**

1. Einwilligungserklärung

- Überreichen des Informationsflyers und der Einwilligungserklärung an die Eltern
- Aufklärung über die Teilnahme durch eine Ärztin oder einen Arzt
- Unterschreiben der Einwilligungserklärung durch einen Elternteil
- Aushändigen einer Kopie der Einwilligungserklärung an die Eltern (Original für Patientenakte)

Freder1k-Studie: Ein erhöhtes Typ-1-Diabetes-Risiko früh erkennen und vorbeugend handeln

Daten der Mutter

Nachname: _____ Vorname: _____

Straße und Hausnummer: _____ PLZ: _____ Geburtsdatum: _____
Tag: _____ Monat: _____ Jahr: _____

Wohnort: _____ Telefonnummer mit Vorwahl: _____

Daten des Kindes

Nachname: _____ Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ Datum der Blutabnahme: _____ Geschlecht: männlich weiblich unbestimmt
Tag: _____ Monat: _____ Jahr: _____ Tag: _____ Monat: _____ Jahr: _____
 Einling Zwilling Mehrling

Haben folgende Familienmitglieder des Kindes Typ-1-Diabetes?
 Mutter des Kindes Vater des Kindes Geschwister des Kindes

Der Lagerung der Filterpapierkarte für spätere Untersuchungen für Forschungszwecke wurde zugestimmt Ja Nein

A

Freder1k

Bitte vollständig durchtränken

B

2. Ausfüllen des Fragebogens auf der Freder1k-Filterkarte

- Ausfüllen aller Felder **(A)** zusammen mit den Eltern
- Achtung: **Angaben zu Verwandten** mit Typ-1-Diabetes und **Geburtsdatum und Geschlecht des Kindes** sind **zwingend notwendig!**

3. Auftragen der Blutprobe auf die Freder1k-Filterkarte

- Auftragen von Nabelschnur-, Fersen- oder venösem Blut auf beide Filterkartenkreise **(B)**
- Vollständiges Durchtränken der Kreise, so dass Blut auch auf der Rückseite sichtbar ist
- Völliges Trocknen der Blutstropfen auf der Filterkarte bei Zimmertemperatur (2-4 h)

4. Versand der Freder1k-Filterkarten

- Versand der Freder1k-Filterkarten **1-2-mal pro Woche** an das Freder1k-Studienzentrum (Heidemannstraße 1, 80939 München)
- Ausschließliche Benutzung der bereitgestellten Freiumschläge (Ärztinnen und Ärzte, die auch an der Fr1da-Studie teilnehmen, können die Fr1da-Umschläge verwenden)

Sie können alle Informationsmaterialien, Freiumschläge und Filterkarten kostenlos nachbestellen unter der **0800-000 00 18** oder **contact@gppad.org** oder nutzen Sie unser Formular zur Materialanforderung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ihr Freder1k-Team

**HELMHOLTZ
MUNICH**